

SENTINEX SEN OP MAS

SENTINEX Sensitive OP-Maske weiß

PZN: 18788589

Inhalt: 50 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

OP-Masken sind dazu bestimmt, die Übertragung von Bakterien und Partikeln aus dem Mund und Gesichtsbereich des OP-Personals auf den Patienten zu verhindern. Die OP-Masken können auch von medizinischen Fachanwendern im ambulanten Bereich getragen werden, insbesondere in epidemischen oder pandemischen Situationen, zur Verminderung des Risikos einer Verbreitung von Infektionen.

Zusammensetzung

Die Sentinex OP-Masken bestehen aus einem dreilagigen Verbund aus Außenlage, Filtermedium und Innenlage. Die Masken Sentinex Safety und Sentinex SafetyShield enthalten zwischen Außenlage und Filtermedium zusätzlich eine flüssigkeitsabweisende Vlieslage. Die Masken sind mit Haltebändern oder Ohrschlaufen (REF 162000) ausgestattet, die vertikal, bei der Sentinex ExtraPlus horizontal, angebracht sind. Die drei bzw. vier Lagen sind an den Rändern mit Hilfe der Haltebänder bzw. mit Hilfe von Einfassbändern ultraschallverschweißt. Bei der Sentinex ExtraPlus sind die Haltebänder vernäht. In die Masken ist ein Nasenbügel eingearbeitet. Die Maske Sentinex Safety Shield verfügt über ein Visier und , ebenso wie die Masken Sentinex Classic AntiFog, Sentinex Sensitive AntiFog und Sentinex Safety über einen Antibeschlagstreifen auf der Innenseite am oberen Rand.