

## **DYNAMICS SPRUNGG OR SO U S**

### **DYNAMICS Sprunggelenkorthese soft Gr.univ.schw.**

PZN: 10635685

Inhalt: 1 St

Hersteller: OFA Bamberg GmbH

#### **Zweckbestimmung**

Die Dynamics Sprunggelenkorthese Soft stabilisiert das Sprunggelenk. Zwei Kunststoffschalen verhindern ein seitliches Umknicken. Mit einem verstellbaren Fersenstegs kann die Größe reguliert werden. Die Dynamics Sprunggelenkorthese Soft ist für die Behandlung von Schädigungen des Sprunggelenks und des Bandapparates, z. B. Prellungen (Kontusionen), Verstauchungen (Distosionen), Kapsleinrisse und zur Stabilisierung nach Bandnaht geeignet.

#### **Zusammensetzung**

Polypropylen 35% Polyurethan 35% Polyester 15% Polyamid 15%