

ADAPTIC TOUCH 7.6X11CM WUN

ADAPTIC Touch 7,6x11 cm nichthaft.Sil.Wundauflage

PZN: 16594792

Inhalt: 10 St

Hersteller: + Prisoma GmbH

Zweckbestimmung

ADAPTIC* nichthaftende Wundauflage kann für alle Wundarten eingesetzt werden, bei denen ein atraumatischer Verbandwechsel angezeigt ist - schwach bis stark sezernierende Wunden. ADAPTIC* nichthaftende Wundauflage ist besonders indiziert bei: Verbrennungen 1. und 2. Grades, Ulcus cruris, Dekubitus diabetischer Fuß, Abszessen und Ekzemen, Verbrühungen und Verätzungen, Nagelextraktion, Schürf- und Risswunden sowie chirurgischen Nähten. für Spender und Empfängerstellen bei Hauttransplantationen

Zusammensetzung

Die Grundlage des Verbandes ist ein dreidimensionales feinmaschiges Gewirk aus Celluloseacetat (Viskose)seide), getränkt mit einer Öl-in-Wasser-Emulsion. Die Emulsion besteht aus: Vaselinealbum (White Petrolatum gem. USP XXII), Polysorbat 80 (Ph. Eur. 1998), Sorbitansesquioleat, Aqua purificata (Ph. Eur.).