

## Leukoflex®

Das dichte Pflaster für wasserfeste Verbände und Okklusivverbände.

### Produkt

Rollenpflaster sollten möglichst individuell auf den Hauttyp und Anwendungsfall abgestimmt sein. Leukoflex® ist das Rollenpflaster der Wahl, wenn es auf eine wasserfeste, nach innen und außen dichte Verbandfixierung ankommt. Leukoflex® ist ein strahlenindifferentes, hautfreundliches, transparentes Fixierpflaster. Es passt sich konturierten Körperpartien gut an und ist neutral gegenüber Kunststoff und Gummi. Es verfügt über eine gute Sofort- und Dauerklebkraft und ist schmerzlos und rückstandsfrei entfernbar.

Leukoflex® besteht aus einem Träger aus dehnbarer Polyethylenfolie, beschichtet mit einer Polyacrylatklebmasse.



Leukoflex® ist wasserfest, transparent und wird auch von empfindlicher Haut gut getragen.



Aus dünner transparenter Folie, gut hautverträglich.

### Anwendung

- Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe, insbesondere geeignet für wasserdichte Verbände und Okklusivverbände
- Fixierung von Kanülen, Sonden und Kathetern

**LATEX FREE FORMULA** Latexfreie Rezeptur



### Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
im Schutzring			
0112100	5 m x 1,25 cm	24/240	00624947
0112200	5 m x 2,50 cm	12/120	00624953
0112400	5 m x 5,00 cm	6/60	01155012
Anstaltspackung ohne Schutzring			
0113100	5 m x 1,25 cm	24/240	04593445
0113200	5 m x 2,50 cm	12/120	04593451
0113400	5 m x 5,00 cm	6/60	04593468

## Leukoderm®

Für beanspruchte, besonders empfindliche Haut.

### Produkt

Rollenpflaster sollten möglichst individuell auf den Hauttyp und Anwendungsfall abgestimmt sein. Leukoderm® ist immer dann zu empfehlen, wenn die Fixierung sicher kleben, aber ganz besonders hautverträglich sein muss, wie z.B. bei älteren Menschen, Dialysepatienten, Früh- und Neugeborenen. Leukoderm® ist ein von Hand reißbares, strahlenindifferentes, semitransparentes Fixierpflaster. Es ist wasserabweisend, verfügt über eine gute Sofort- und Dauerklebkraft und eine hohe Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit. Leukoderm® eignet sich für beanspruchte und besonders empfindliche Haut, ist neutral gegenüber Kunststoff und Gummi und sehr anschmiegsam, auch an konturierten Körperpartien.

Leukoderm® besteht aus einem 2-Schicht-Trägermaterial aus Baumwolle und Polyethylenlochfolie, beschichtet mit Polyacrylatklebmasse.



Leukoderm® fixiert den Shunt an der empfindlichen Innenseite des Unterarms eines Dialysepatienten sicher und hautfreundlich.



Mit integriertem Baumwollmull, für mehr Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit.

### Anwendung

- Zur Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe, insbesondere auf beanspruchter und besonders empfindlicher Haut, wie z.B.:
- bei alten Patienten, Früh- und Neugeborenen, Dialysepatienten, Stomapatienten, onkologischen Patienten
  - am Hals, im Gesicht sowie im Augen- und Genitalbereich

**LATEX FREE FORMULA** Latexfreie Rezeptur



### Lieferformen

Best.-Nr.	Abmessung	Verp.-Einheit	PZN
Anstaltspackung ohne Schutzring			
4630000	5 m x 1,25 cm	24/240	04835948
4630100	5 m x 2,50 cm	12/120	04835954
4630500	5 m x 5,00 cm	6/60	04835960