

## **SUPRASORB P SENS PU17X17.5**

### **SUPRASORB P sensitive PU-Schaumv.sacr.bor.17x17,5**

PZN: 17311460

Inhalt: 10 St

Hersteller: ACA Müller/ADAG Pharma AG

#### **Zweckbestimmung**

Bei leicht und mittel exsudierenden Wunden, oberflächlichen bis tiefen Wunden, nicht infizierten Wunden, wie Dekubitalulzera, Bein- und Fußulzera, traumatische Wunden, postoperative Wunden, Hautentnahme- und empfängerstellen, Schürfwunden, Verbrennungen 1. und 2. Grades. Der Verband kann in Kombination mit Gelen auch auf trockenen/nekrotischen Wunden angewendet werden

#### **Zusammensetzung**

Silikon-Schaumverband besteht aus einer Silikon-Wundkontaktschicht, einer PU-Schaumschicht, einer superabsorbierenden Polsterschicht, sowie einer wasserdampfdurchlässigen und wasserdichten Folie