

# INSTANT PROTEIN

Lebensmittel für besondere  
medizinische Zwecke (bilanzierte Diät)

GESCHMACKSNEUTRAL  
PROTEINKONZENTRAT-PULVER  
> 90 % MILCHPROTEIN  
HOHE LÖSLICHKEIT

400g e

40 Portionen à 10 g

Diätetisch unvollständig, geschmacksneutral, lösliches Pulver. Zum Diätmanagement bei bestehender Mangelernährung oder bei Risiko für eine Mangelernährung, bei erhöhtem Eiweißbedarf.

## ZUBEREITUNG

Instant Protein kann kalten oder warmen Flüssigkeiten / pürierten Speisen beigefügt werden. Für eine optimale Zubereitung von Getränken und Speisen das Pulver zuerst in ein wenig lauwarmem Wasser auflösen. Unverbrauchte erwärmte Nahrung verwerfen.

## DOSIERUNGSEMPFEHLUNG

10-15 g Pulver (2-3 Esslöffel) pro 150 ml Flüssigkeit bzw. 150 g pürierter Speise. Gesamtmenge an das Alter und die Ernährungsbedürfnisse des Patienten anpassen.

Hergestellt exklusiv für  
Bodymed AG, Im Driescher 10, 66459 Kirkel  
Deutschland, [www.bodymed.com](http://www.bodymed.com)

Mindestens haltbar bis Ende / Lot-Nr.:  
siehe Dosenboden.



PZN: 19294524

## NÄHRWERTINFORMATIONEN

	je 100 g Pulver	je 5 g (1 Esslöffel)
Brennwert/Energie	1.594 kJ (375 kcal)	80 kJ (19 kcal)
Fett (2% kcal), davon	1,0 g	0,050 g
- gesättigte Fettsäuren	0,70 g	0,035 g
Kohlenhydrate (1% kcal), davon	0,60 g	0,030 g
- Zucker	0,60 g	0,030 g
- Laktose	0,60 g	0,030 g
Eiweiß (97% kcal)	91,0 g	4,6 g
Salz	< 0,10 g	

## MINERALSTOFFE

Natrium	15,0 mg	0,75 mg
Kalium	15,0 mg	0,75 mg
Calcium	1.450 mg	72,5 mg
Phosphor	800 mg	40,0 mg

## ZUTATEN

**Milcheiweiß**, Emulgator (**Sojalecithin**), Trennmittel (Tricalciumphosphat). Kann Gluten und Ei enthalten.

## WICHTIGE HINWEISE

Unter ärztlicher Aufsicht verwenden.  
Nicht als einzige Nahrungsquelle geeignet.  
Geeignet ab 3 Jahren.  
Nicht zur parenteralen Verwendung.

## LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen Doseninhalt innerhalb von 4 Wochen verbrauchen.

Zubereitete Speisen und Getränke zuge-  
deckt aufbewahren. Bei Raumtemperatur  
innerhalb von 6 Stunden, gekühlt inner-  
halb von 24 Stunden verbrauchen.