

# Omnifix® Solo

## 3-teilige Einmalspritzen

### Omnifix® Solo

Graduierung in ml zur Volumendosierung

- Aus Polypropylen
- Hochtransparenter Zylinder
- Graduierung mit starkem Kontrast, wischfest, ideale Ablesbarkeit
- Sicherer Kolbenstopp, problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
- Leichtgängiger Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk (latexfrei), mit doppeltem Dichtungsring, für langsames Aufziehen und Injizieren sowie zum Dosieren kleiner Mengen
- Minimales Restvolumen
- Latex-frei/PVC-frei
- Verkaufseinheit: 1 Spenderkarton 100 Stück (einzeln steril verpackt)



#### Omnifix® Solo | Luer-Ansatz nach EN ISO 7886-1

Größe	Konus	PZN	Art.-Nr.
3 ml	zentrisch	6715622	4616025 V
5 ml	exzentrisch	0569958	4616057 V
10 ml nutzbar bis 12 ml	exzentrisch	0569964	4616103 V
20 ml	exzentrisch	0569970	4616200 V
30 ml	exzentrisch	0569987	4616308 F
50 ml nutzbar bis 60 ml	exzentrisch	0570051	4616502 F



### Omnifix® Solo | Luer-Lock-Ansatz nach EN ISO 7886-1

Größe	Konus	PZN	Art.-Nr.
3 ml	zentrisch	6706362	4617022 V
5 ml	zentrisch	0570016	4617053 V
10 ml nutzbar bis 12 ml	zentrisch	0570022	4617100 V
20 ml	zentrisch	0570039	4617207 V
30 ml	zentrisch	0570045	4617304 F
50 ml nutzbar bis 60 ml	zentrisch	0570068	4617509 F

### Omnifix® Solo Wund- und Blasenspritze | Katheter-Ansatz nach EN ISO 7886-1 und ISO 594-1

Größe	L-A/AG*	Konus	PZN	Art.-Nr.
100 ml	●	zentrisch	4475935	4614003 F
50 ml (60 ml)	●	zentrisch	0570080	4613554 F
50 ml (60 ml)		zentrisch	0570074	4613503 F

\* L-A: zusätzlicher Luer-Adapter zum Herausnehmen  
(innerhalb der oberen Hälfte der Kolbenstange platziert) / AG: Aspirationsgriff