

# AchilloTrain® Pro

Aktivbandage mit hochreichender Friktionspelotte.

Hilfsmittelnummer:

05.02.01.1009



## Indikationen

- Achillodynie (Tendinose, Paratendinitis, Bursitis subachillea, [Haglundferse])
- Postoperativ, z. B. infolge chronischer Erkrankungen der Achillessehne/Gleitgewebe

## Merkmale

- Die neue viscoelastische Pelotte ist auf ihrer Innenseite mit weichen propriozeptiv stimulierenden Noppen sowie längsverlaufenden Rillen versehen. Das obere Sehnendrittel und der Muskel-Sehnenübergang mit den hier befindlichen „nervalen Spindeln“ (Stellrezeptoren) werden von zwei flügelartigen Pelottenfortsätzen stimuliert.
- Das Gestrick mit eingearbeiteter Dehnzone im ventralen Schienbeinbereich erleichtert dem Patienten das An- und Ausziehen der Bandage.
- Bei Bedarf wird eine Fersenerhöhung mit einem impulsdämpfenden Fersenkissen empfohlen.
- Der kurze Gestrickanteil im Fußbereich verhindert Druckscheinungen am 5. Mittelfußknochen.
- Die Aktivbandage ist anatomisch formgestrickt und gewährleistet so einen hervorragenden Sitz und hohen Tragekomfort.

## Wirkweise

- Der permanente Wechsel zwischen Kompression und Dekompression (ähnlich einer Friktionsmassage) beschleunigt durch die integrierten Noppen den Heilungsverlauf und durch die Längsrillen die Ödemableitung.
- Die gleichzeitige propriozeptive Stimulation der nervalen Spindeln im Muskelübergang verbessert die muskuläre Steuerung. Die sensomotorische Qualität wird regulativ positiv beeinflusst und der neuro-myonale Regelkreis unterstützt. Dieses führt zu einer Synchronisation von Muskelaktivitäten.



an der Achillessehne verlaufende hochreichende Friktionspelotte

## Farben

