

## **SCHLINGGAZET SET20X20STE20**

### **SCHLINGGAZETUPFER Set 20x20cm steril RK**

PZN: 05014538

Inhalt: 15X20 St

Hersteller: Fuhrmann GmbH

#### **Zweckbestimmung**

Schlinggazetupfer mit Röntgenkontrastfaden werden im Bereich der chirurgisch-invasiven Anwendung eingesetzt. Unsterile Schlinggazetupfer mit Röntgenkontrastfaden sind vor der Anwendung nach einem validierten Verfahren zu sterilisieren. Schlinggazetupfer dienen zur Aufnahme von Blut und Sekret und werden vorübergehend angewendet.

#### **Zusammensetzung**

100 % Baumwolle, Röko mindestens 60 % Bariumsulfat