


<p>PPS Vakuumflaschen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- für Ozon-Sauerstoff- oder HOT-Therapie zur vorübergehenden Aufnahme von Eigenblut zur Reinfusion</li> <li>- zum Aderlaß</li> <li>- evakuiert,</li> <li>- sterilisiert,</li> <li>- auf Pyrogenfreiheit geprüft</li> <li>- Pharmazieglas, Klarglas</li> <li>- Spezial-Steigrohr, Flip-off-Kappe</li> <li>- DIN-Sicherheitsaufhänger</li> <li>- Etikett mit Skalierung</li> </ul> <p><u>250ml</u> 1 VE = 10 Stück, 1 Palette = 2.280 Stück Artikelnummer 50100250</p> <p><u>500ml</u> 1 VE = 10 Stück, 1 Palette = 1.400 Stück Artikelnummer 50100500</p>	<p>PPS Vacuumbottle</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- for Ozone-Oxygen or HOT therapy for temporary absorption of autologous blood for reinfusion</li> <li>- for bloodletting</li> <li>- evacuated</li> <li>- sterilized</li> <li>- tested on non-pyrogenicity</li> <li>- Pharmacy-glass, clear-glass</li> <li>- special riser pipe, combined cap</li> <li>- DIN - security hanger</li> <li>- scaling label</li> </ul> <p><u>250ml</u> 1 PU = 10 pcs., 1 pallet = 2.280 pcs. Articlenumber 50100250</p> <p><u>500ml</u> 1 PU = 10 pcs., 1 pallet = 1.400 pcs. Articlenumber 50100500</p>	
<p>PPS Natrium Citricum 3,13%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lösung zur Verhinderung der Blutgerinnung im Rahmen der der Ozon-, HOT- und UVB- Eigenblut Therapie</li> <li>- Aufhebung der Blutgerinnung in vitro zu sonstigen diagnostischen Zwecken</li> <li>- 100ml Lösung enthalten: Natriumcitrat 2H<sub>2</sub>O 3,13g <math>\triangleq</math> 2,79g Natrium H<sub>2</sub>O frei n Wasser für Injektionszwecke <math>\triangleq</math> 3,13 % Ph.Eur. bzw. 3,8% Erg.-B6. Ohne Konservierungsstoffe</li> </ul> <p>1 VE = 10 x 10ml Ampullen, 1 Karton = Stück Artikelnummer 50200011</p> <p>1 VE = 100 x 10ml Ampullen, 1 Karton = Stück Artikelnummer 50200010</p> <p>1VE = 20 x 100ml Injektionsflaschen, 1 Karton = Stück Artikelnummer 50200100</p>	<p>PPS Natrium Citricum 3,13%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilution for prevention of blood clotting during Ozone therapy, HOT or UVB autohemotherapy</li> <li>- Prevention of blood clotting in vitro for other diagnostic purposes</li> <li>- 100ml dilution contain: Sodium citrate 2H<sub>2</sub>O 3,13g <math>\triangleq</math> 2,79g Sodium H<sub>2</sub>O free in water for injection <math>\triangleq</math> 3,13 % Ph.Eur. respectively 3,8% Erg.-B6. No preservatives</li> </ul> <p>1 PU = 10 x 10ml Ampullae, 1 box = 540 pcs. Articlenumber 50200011</p> <p>1 PU = 100 x 10ml Ampullae Articlenumber 50200010</p> <p>1PU = 20 x 100ml Injection vials Articlenumber 50200100</p>	