

HARTMANN Watte

Die klassische Watte in Zickzack-Lagen

Charakteristik

Watte DIN 61640-CO, DAB, 100% Baumwolle, in Zickzack-Lagen im praktischen, wiederverschließbaren Kordelzugbeutel.

Anwendung

Für viele Anwendungszwecke im häuslichen Bereich; als Saug- und Polstermaterial in Medizin und Hygiene.



HARTMANN Watte aus 100 % Baumwolle ist hoch speicherfähig und verfügt über eine sehr gute Polsterwirkung.



	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
HARTMANN Watte				
100 g	100 g	110 123	1084921	12
200 g	200 g	110 128	3478529	12
400 g	400 g	110 129	3478535	18

Pehazell®

Der Verbandzellstoff mit dem hohen Absorptionsvermögen

Charakteristik

Verbandzellstoff und Zellstoff mit hohem Absorptionsvermögen; erhältlich in verschiedenen Formaten, auf Rollen sowie in Lagen.

Anwendung

Verbandzellstoff hochgebleicht als Saugmaterial für die Wundversorgung und in der Krankenpflege.

Zellstoff ungebleicht für Polster- und Reinigungszwecke in der Krankenpflege.



Pehazell Verbandzellstoff steht als Saug- und Polstermaterial in unterschiedlichen Aufmachungen zur Verfügung.



	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
Pehazell® Verbandzellstoff hochgebleicht, Lagen				
37x57 cm	3x5 kg	273 005	1902199	1
Pehazell® Zellstoff ungebleicht, Lagen				
37x57 cm	3x5 kg	914 023	1332773	1
Pehazell® Zellstoff ungebleicht, Lagen, geschnitten				
18,5x19 cm	3x5 kg	914 010		1
18,5x28,5 cm	3x5 kg	914 011		1
28,5x37 cm	3x5 kg	914 012		1