

IN CHECK DIAL BAKT.FILTER

IN-CHECK Dial G16 Bakterien-Viren-Filter

PZN: 19381364

Inhalt: 75 St

Hersteller: MPV Medical GmbH

Zweckbestimmung

Zum Anstecken an das InCheck Dial G16 insp. Flowmeter. Zur Verminderung des Infektionsrisikos beim Patientenwechsel. Ideal für die Messung mit dem InCheck Dial G16 in Praxen, Apotheken und Kliniken 100% Messgenauigkeit (auch auf Spirometern) Ovales Mundstück für angenehmere Anwendung Ideal bei Patientenwechsel Patient, Anwender und der InCheck Dial G 16 werden beim Einsatz vor Kontaminationen geschützt. Der Reinigungsaufwand wird signifikant reduziert; dies spart Zeit und damit Geld. Im Rahmen Ihres QM-Systems ist die Hygiene mit Einsatz des Filters optimal dokumentiert und die Einhaltung der Experten-Empfehlungen in Bezug auf Hygiene während der Covid-19 Pandemie sichergestellt. Durch die spezielle Form der Filter fällt 54%* weniger Filter-Abfall in Ihrer Praxis, Apotheke bzw. Klinik an, selbstverständlich unter Beibehaltung der vollen Messgenauigkeit. Der InCheck Dial Bakterien- und Virenfilter wurde für die Verwendung mit Spirometern getestet. Die Werte liegen dabei weit unter dem maximalen Widerstandswert, der in den internationalen Standards empfohlen wird.